

Sujetadores: A. Sonda de aspiración gástrica* B. Tubo endotraqueal* C. Sonda de alimentación*

Guía de especificaciones



Tamaño	TET	Rango de ajuste del diámetro exterior del TET	Tamaños de sondas de alimentación y aspiración gástrica	
			A	C
0	2,5 mm*	3,3-3,7 mm	5 Fr	6 Fr**
1	3,0 mm	4,0-4,5 mm	6,5 Fr	8 Fr**
1x***	3,0 mm	4,0-4,5 mm	6,5 Fr	10 Fr
2	3,5 mm	4,5-5,0 mm	6,5 Fr	10 Fr
3	4,0 mm	5,0-5,5 mm	6,5 Fr	10 Fr

* Se recomienda un catéter de succión en línea de 5 Fr. ** Asegura los catéteres Edi de 6 Fr y 8 Fr. *** Arco del mismo tamaño que el tamaño 2.


El ArcAngel de tamaño 1x puede sujetar un tubo endotraqueal 3.0 con el mismo tamaño de arco que el de tamaño 2, para adaptarse a bebés más grandes que requieran tubos endotraqueales más pequeños.

Posicionamiento del ArcAngel y las almohadillas para las mejillas

1. Asegure las vías respiratorias del bebé.
2. Consulte la guía de especificaciones anterior para encontrar el ArcAngel del tamaño adecuado en función del tamaño del tubo y el tamaño del arco correspondiente.
3. Coloque primero las almohadillas para las mejillas en el arco y sitúelas directamente delante de las orejas con el arco y el cilindro posicionados sobre el labio superior (véase el diagrama de la derecha). *Consejo: Sujete las almohadillas con ambas manos y extiéndalas ligeramente mientras las posiciona sobre la piel limpia y seca.*
4. Abra el anillo de bloqueo giratorio hasta la abertura del tubo endotraqueal, coloque el tubo en la ranura desde la base (A) e introdúzcalo gradualmente (B) hasta que quede bien sujeto en la ranura (C). Gire el anillo exterior hasta la posición de bloqueo para fijar el tubo en su sitio.
5. Si se requiere una sonda de alimentación o de aspiración gástrica, introduzca la sonda en el paciente, gire el anillo de bloqueo exterior hasta la abertura correspondiente, coloque la sonda en la ranura (como en el paso 4) y gire el anillo exterior hasta la posición de bloqueo para fijar la sonda en su sitio.
6. Para ajustar cualquier sonda, abra el anillo de bloqueo exterior hasta la abertura deseada, haga avanzar o retroceder la sonda **mientras esta permanece fija en la ranura**, utilizando las marcas de 0,25 cm del anillo como guía, y bloquee el anillo exterior.



7. En caso de emergencia o para una extubación de prueba, el ArcAngel puede retirarse sujetando las almohadillas para las mejillas en su posición, halando suavemente del ArcAngel hacia fuera de las almohadillas para las mejillas, dejando intactas las almohadillas y cualquier sonda adicional. El mismo ArcAngel puede volver a insertarse en las almohadillas para las mejillas para su uso continuado en caso necesario.




8. **Para retirar las almohadillas para las mejillas:** Limpie generosamente la superficie externa del adhesivo con toallitas Nurse Angele's Wipes o con el removedor de adhesivo de su elección, dando tiempo a que el adhesivo se sature por completo. A continuación, tire suavemente hacia arriba de una esquina de la almohadilla y limpie continuamente el contacto entre la piel y el adhesivo mientras retira suavemente la almohadilla de la mejilla.
9. Sustituya las almohadillas para las mejillas si se están despegando. **Nota: Ambos tamaños de almohadillas son compatibles con todos los tamaños de ArcAngel.**
10. **Para sustituir las almohadillas para las mejillas:** una persona sujeta el tubo endotraqueal, retira el arco de ambas almohadillas para las mejillas, coloca las nuevas almohadillas sobre la piel y, a continuación, inserta el arco en las nuevas almohadillas para las mejillas.


Consejos de utilización

- La persona que coloque el ArcAngel deberá estar en la cabecera de la cama.
- En casos de edema facial, el ArcAngel puede ajustarse más hacia arriba y hacia fuera de las almohadillas para las mejillas para adaptarse a la hinchazón. Cada marca en los brazos del ArcAngel mide 0,25 cm. Si es necesario ajustar el brazo, haga avanzar primero el tubo endotraqueal (TET), luego ajuste el arco para acomodarlo a la cara y vuelva a comprobar la colocación del TET.


- Inserción correcta de ArcAngel en las almohadillas para las mejillas
 - Asegure la retención de los brazos del ArcAngel introduciéndolos hasta el fondo a través del canal de las almohadillas para las mejillas. El extremo serrado garantiza que los brazos permanezcan en el canal. Véase el diagrama de la derecha.



- Para adaptarse a la variabilidad del diámetro exterior del tubo endotraqueal, se suministran tiras adhesivas para garantizar un ajuste seguro dentro del ArcAngel.



La adición de las cintas adhesivas proporciona un aumento en la fuerza de tracción de hasta el 70%.



Utilice una cinta adhesiva para adherir las sondas de otros tamaños al lateral del anillo exterior.

EL ARCANGEL Y LAS ALMOHADILLAS PARA LAS MEJILLAS SON EXCLUSIVAMENTE PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

Fabricante: WarriorNP
2211 South Telegraph Rd
Suite #7230, Bloomfield Hills, MI 48302,

EE. UU. UKRP: AF Pharma Service UK Ltd
Suite 140 Temple Chambers, 3-7,
Temple Avenue,
Londres, EC4Y ODA, Inglaterra, Reino
Unido



EUAR: AF Pharma Service Europe SL
Muntaner 281, 08021, Barcelona,
España